

### Flüssiges Bleich- und Desinfektionskonzentrat



#### Produkt-Nr.

E522854

#### Eigenschaften

- schon bei niedrigen Temperaturen hygienisch wirksam
- idealer Zusatz bei Vor- und Alleinwaschmittel zur Fleckentfernung
- einsetzbar auf allen Maschinen
- das FLOW delicate / FLOW lizerna sept\*\* - Desinfektionswaschverfahren erfüllt die Anforderungen für eine hygiesichere und schonende Pflege hochwertiger und waschsensibler Textilien

#### Anwendung

Einsatz als Bleichmittel:  
5–15 ml pro Liter Flotte

#### Technische Daten

Dichte (20 °C) 1,13 g/ml  
pH-Wert (1%ig) 2,0–3,0

#### Hinweise

##### Lagerung:

Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. In kühlen, dunklen Räumen lagern. Ideale Lagertemperatur -5 °C bis +30 °C. Konzentriertes Produkt nicht mit organischen sowie anderen konzentrierten Reinigungs- und Desinfektionsmitteln in Kontakt bringen. Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir die Handhabung nur in Originalgebinden. Original verschlossene Gebinde sind 12 Monate haltbar. Danach lässt die Wirkung langsam nach.

##### Massnahmen zum Schutz der Umwelt:

Eintrag in die Umwelt vermeiden. Produkt nicht unverdünnt in die Kanalisation gelangen.

\* Biozidprodukte vorsichtig verwenden.

Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Nur für den gewerblichen Einsatz. Dieses Merkblatt dient ausschliesslich der unverbindlichen Information. Die Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Der Anwender ist in jedem Fall verpflichtet, eigene Prüfungen und Versuche auf die Eignung der Produkte für die von ihm beabsichtigten Verfahren und Zwecke durchzuführen. Die Angaben in diesem Merkblatt stellen keine Garantie für die Beschaffenheit und Haltbarkeit der von uns zu liefernden Waren dar. Technische Änderungen im Rahmen des Zumutbaren behalten wir uns vor. Das entsprechende EU-Sicherheitsdatenblatt in aktueller Version ist ebenfalls zu beachten.

Schulthess Maschinen AG, Alte Steinhauserstrasse 1, 6330 Cham ZG, www.schulthess.ch